

Catalogue des analyses - Laboratoire

Chlamydia trachomatis / Neisseria gonorrhoeae PCR

Abcès / Kyste, sein

Informations générales

Examen

| | |
|-----------------------------------|--|
| Renseignement téléphonique | 021 31 44 107 |
| Horaire de réalisation | Heures ouvrables du laboratoire |
| Fréquence d'exécution | 1x/jour |
| Analyse accréditée | OUI |
| Spécialité | <ul style="list-style-type: none">Diagnostic moléculaire microbiologique |
| Synonyme | Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, gonorrhée |

Prescription

| | |
|------------------------------|---|
| Formulaire de demande | Numéro de commande 743200 |
| | Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques |

Pré analytique

Prélèvement

| | |
|---------------|---|
| Nature | <ul style="list-style-type: none">Abcès / kyste, sein |
|---------------|---|

Matériel standard

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Quantité | 1 |
| Contenant | Récipient stérile, PS, fond plat |



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré Oui

Traitements du prélèvement pour requérants externes

Préparation Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux analyses de biologie moléculaire

Conservation 4°C

Conditions d'acheminement T° ambiante dans les 24h suivant la prise

Acheminement

Conditions d'acheminement Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.
Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone 021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web

Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire**Prestataire**

Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00

Téléphone

021 314 41 07

Astreinte

Service de garde d'urgence 7 jours sur 7
7h00 à 22h00 : 021 314 41 07

Site web

Microbio moléculaire

Résultats

Délai de rendu

1-2 jours

Méthode analytique

Principe de la méthode

- PCR en temps réel

Post analytique

Tarif**Tarif (CHF)**

95.4