Catalogue des analyses - Laboratoire

# Chlamydia trachomatis / Neisseria gonorrhoeae PCR

Urine début du jet (PCR uniquement)



## Informations générales

#### **Examen**

| Renseignement téléphonique | 021 31 44 107  |
|----------------------------|--|
| Horaire de réalisation     | Heures ouvrables du laboratoire  |
| Fréquence d'exécution      | 1x/jour  |
| Analyse accréditée         | OUI  |
| Spécialité                 | Diagnostic moléculaire microbiologique                                       |
| Synonyme                   | Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, gonorrhée                      |
| Prescription               |  |
| Formulaire de demande      | Numéro de commande<br>743200<br>Lien<br>151 - IMU - Examens microbiologiques |



### Pré analytique

**Prélèvement** 

**Quantité** 

• Urine début du jet (PCR uniquement)

1

**Matériel standard** 

**Contenant** Tube 8.5 ml pour urine

Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux

Stabilité maximale avant envoi

**Réfrigéré** Oui

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

| Préparation                         | Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux<br>analyses de biologie moléculaire                                    |
|-------------------------------------|--|
| Conservation                        | 4°C  |
| Conditions d'acheminement           | T° ambiante dans les 24h suivant la prise  |
| Acheminement                        |  |
| Conditions d'acheminement           | Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de<br>demande.<br>Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents |
| Dépose des prélèvements             | Réception des laboratoires   |
| Site                                | BH18-100   |
| Adresse                             | Bugnon 46<br>1011 Lausanne   |
| Pneumatique                         | 439  |
| Horaire d'ouverture de la réception | Lundi-vendredi : 6h30-18h30<br>Samedi : 6h30-15h30<br>Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00  |
| Téléphone                           | 021 31 44 280  |
|                                     |  |



| Astreinte | En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde |
|-----------|---|
|           | des laboratoires LCC-LCH  |
|           |   |

Site web Réception des laboratoires

**Analytique** 

**Prestataire** 

Prestataire Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)

Site BH18-100

Adresse

Bugnon 46

1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire

Lundi -> vendredi : 8hoo à 17hoo

Samedi, dimanche et jours fériés: 8h00 à 14h00

**Téléphone** 021 314 41 07

Astreinte Service de garde d'urgence 7 jours sur 7

7h00 à 22h00 : 021 314 41 07

Site web Microbio moléculaire

Résultats

**Délai de rendu** 

Méthode analytique

Principe de la méthode • PCR en temps réel

Post analytique

**Tarif** 

Tarif (CHF) 95.4

