



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Cytomégalovirus PCR

Sang

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Évaluation de la charge virale

Le laboratoire de diagnostic moléculaire de l'IMU **modifiera dès le 19 août** les analyses de PCR quantitatives CMV afin de standardiser le rendu des résultats en unités internationales (UI/ml).

Cette modification ne concerne pas les patients de pédiatrie.

#### Indication diagnostique

Principalement c/o immunosupprimés

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 107

#### Heure de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Fréquence d'exécution

1x/jour

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Diagnostic moléculaire microbiologique

#### Synonyme

CMV

### Prescription

#### Formulaire de demande

##### Numéro de commande

743200

##### Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

#### Matériel pédiatrique

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 1.2 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 998995

#### Matériel néonatalogie

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 1.2 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 998995

#### Volume minimum

0.5 ml

#### Stabilité maximale avant envoi

#### Réfrigéré

Oui

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux analyses de biologie moléculaire



<b>Conservation</b>	4°C
<b>Conditions d'acheminement</b>	T° ambiante dans les 24h suivant la prise
<b>Acheminement</b>	
<b>Conditions d'acheminement</b>	Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande. Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents
<b>Dépose des prélèvements</b>	Réception des laboratoires
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Astreinte</b>	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
<b>Site web</b>	<u><a href="#">Réception des laboratoires</a></u>

# Analytique

## Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00
<b>Téléphone</b>	021 314 41 07
<b>Astreinte</b>	Service de garde d'urgence 7 jours sur 7 7h00 à 22h00 : 021 314 41 07
<b>Site web</b>	<u><a href="#">Microbio moléculaire</a></u>

## Résultats

**Délai de rendu** 1-2 jours

## Méthode analytique

**Principe de la méthode**

- PCR en temps réel

## Post analytique

### Tarif

**Tarif (CHF)** 119.7