Catalogue des analyses - Laboratoire

Cytomégalovirus PCR

Sang



Informations générales

Examen

But de l'analyse	Evaluation de la charge virale Le laboratoire de diagnostic moléculaire de l'IMU modifiera dès le 19 août les analyses de PCR quantitatives CMV afin de standardiser le rendu des résultats en unités internationales (UI/ml). Cette modification ne concerne pas les patients de pédatrie.
Indication diagnostique	Principalement c/o immunosupprimés
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/jour
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Diagnostic moléculaire microbiologique
Synonyme	CMV
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques



Pré analytique

Prélèvement

Nature • Sang

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

Matériel pédiatrique

Quantité ¹

Contenant Tube 1.2 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande: 998995

Matériel néonatologie

Quantité

Contenant Tube 1.2 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 998995

Volume minimum 0.5 ml

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré Oui

Traitement du prélèvement pour requérants externes

PréparationUtilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux

analyses de biologie moléculaire



Conservation	4°C
Conditions d'acheminement	T° ambiante dans les 24h suivant la prise
Acheminement	
Conditions d'acheminement	Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande. Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Service de garde d'urgence 7 jours sur 7 7h00 à 22h00 : 021 314 41 07
Site web	<u>Microbio moléculaire</u>
Résultats	
Délai de rendu	1-2 jours

Méthode analytique

Principe de la méthode

• PCR en temps réel

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

