



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Enterovirus PCR

Sang

## Informations générales

### Examen

<b>But de l'analyse</b>	Evaluation de la charge virale
<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 44 107
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire
<b>Fréquence d'exécution</b>	1x/jour
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diagnostic moléculaire microbiologique</li></ul>
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 743200 <b>Lien</b> <a href="#">151 - IMU - Examens microbiologiques</a>

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette bouchon rouge - N° commande : 950059

#### Matériel pédiatrique

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 1.2 ml EDTA-K



Monovette bouchon rouge - N° commande : 510299

#### Volume minimum

0.5 ml

#### Stabilité maximale avant envoi

#### Réfrigéré

Oui

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux analyses de biologie moléculaire

#### Conservation

4°C

#### Conditions d'acheminement

T° ambiante dans les 24h suivant la prise

#### Acheminement

#### Conditions d'acheminement

Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.  
Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30 Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Astreinte</b>	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
<b>Site web</b>	<a href="#">Réception des laboratoires</a>

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00
<b>Téléphone</b>	021 314 41 07
<b>Astreinte</b>	Service de garde d'urgence 7 jours sur 7 7h00 à 22h00 : 021 314 41 07
<b>Site web</b>	<a href="#">Microbio moléculaire</a>
<b>Résultats</b>	
<b>Délai de rendu</b>	1-2 jours
<b>Méthode analytique</b>	
<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PCR en temps réel</li></ul>



## Post analytique

**Tarif**

**Tarif (CHF)**

162