Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA\_INV\_01\_01119

V11 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Eubactérienne directe PCR**

Abcès



### Informations générales

#### **Examen**

But de l'analyse

Recherche à large spectre de DNA bactérien dans un échantillon clinique 1. Normalement stérile 2. Avec cultures négatives Les prélèvements non normalement stériles ne sont pas acceptés (muqueuses, urines, prélèvements respiratoires, selles) La sensibilité d'une PCR eubactérienne est inférieure à une PCR spécifique en conséquence privilégier une PCR spécifique si elle existe. Un résultat négatif n'exclut pas une infection bactérienne Justifications cliniques demandées idéalement par contact téléphonique au 021 314 41 07

021 31 44 107
Heures ouvrables du laboratoire
1x/jour
OUI
Diagnostic moléculaire microbiologique
Large spectre, broad spectrum PCR
Numéro de commande 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques

### Pré analytique

**Prélèvement** 

Nature • Abcès

**Matériel standard** 

Quantité 1

Contenant Récipient stérile, PS, fond plat





Bouchon gris vissant N° commande : 908016

#### Stabilité maximale avant envoi

**Réfrigéré** Oui

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux analyses de biologie moléculaire
Conservation	4°C
Conditions d'acheminement	T° ambiante dans les 24h suivant la prise
Acheminement	
Conditions d'acheminement	Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande. Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280



Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web Réception des laboratoires

## **Analytique**

**Prestataire** 

Prestataire	Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00

Horaire d'ouverture du laboratoire	Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Service de garde d'urgence 7 jours sur 7 7h00 à 22h00 : 021 314 41 07

Site web Microbio moléculaire

Méthode analytique

Principe de la méthode • PCR

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

