Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA\_INV\_01\_01144

V9 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Eubactérienne directe PCR**

Prothèse



## Informations générales

#### Examen

But de l'analyse	Recherche à large spectre de DNA bactérien dans un échantillon clinique  1. Normalement stérile  2. Avec cultures négatives Les prélèvements non normalement stériles ne sont pas acceptés (muqueuses, urines, prélèvements respiratoires, selles) La sensibilité d'une PCR eubactérienne est inférieure à une PCR spécifique en conséquence privilégier une PCR spécifique si elle existe. Un résultat négatif n'exclut pas une infection bactérienne Justifications cliniques demandées idéalement par contact téléphonique au 021 314 41 07
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/jour
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Diagnostic moléculaire microbiologique
Synonyme	Large spectre, broad spectrum PCR
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques



### Pré analytique

Prélèvement

Nature • Prothèse

Matériel standard

**Quantité** 

Stabilité maximale avant envoi

**Réfrigéré** Oui

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux analyses de biologie moléculaire
Conservation	4°C
Conditions d'acheminement	T° ambiante dans les 24h suivant la prise
Acheminement	
Conditions d'acheminement	Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande. Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH



Site web Réception des laboratoires

**Analytique** 

**Prestataire** 

Prestataire Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)

Site BH18-100

Adresse

Bugnon 46

1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00

Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00

**Téléphone** 021 314 41 07

Astreinte Service de garde d'urgence 7 jours sur 7

7h00 à 22h00 : 021 314 41 07

Site web Microbio moléculaire

Résultats

**Délai de rendu** 

Méthode analytique

Principe de la méthode • PCR

Post analytique

**Tarif** 

Tarif (CHF)

