Catalogue des analyses - Laboratoire

# Panmycobactérienne directe PCR

Abcès / Kyste, cervical



## Informations générales

#### **Examen**

**But de l'analyse**Recherche à large spectre d' ADN de mycobactéries spp dans un

échantillon clinique

La recherche spécifique d'ADN de Mycobacterium tuberculosis complex se fait par la PCR en temps réel spécifique "Mycombacterium tuberculosis complex". La culture est toujours effectuée en priorité. Justification cliniques demandées idéalement par contact téléphonique

au 021 314 41 07

Renseignement téléphonique 021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution 1x/jour

Analyse accréditée

**Spécialité** • Diagnostic moléculaire microbiologique

**Synonyme**Large spectre, broad spectrum PCR

**Prescription** 

Formulaire de demande Numéro de commande

743200 **Lien** 

<u> 151 - IMU - Examens microbiologiques</u>

### Pré analytique

**Prélèvement** 

• Abcès / kyste, cervical

Matériel standard

**O**uantité

Contenant Récipient stérile, PS, fond plat





Bouchon gris vissant N° commande : 908016

#### Stabilité maximale avant envoi

**Réfrigéré** Oui

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux analyses de biologie moléculaire
Conservation	4°C
Conditions d'acheminement	T° ambiante dans les 24h suivant la prise
Acheminement	
Conditions d'acheminement	Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande. Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280



Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web Réception des laboratoires

**Analytique** 

**Prestataire** 

Prestataire Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire

Lundi -> vendredi : 8hoo à 17hoo

Samedi, dimanche et jours fériés: 8h00 à 14h00

**Téléphone** 021 314 41 07

**Astreinte** Service de garde d'urgence 7 jours sur 7

7h00 à 22h00 : 021 314 41 07

Site web Microbio moléculaire

Résultats

**Délai de rendu** 

Méthode analytique

Principe de la méthode • PCR

Post analytique

**Tarif** 

Tarif (CHF)

