



Catalogue des analyses - Laboratoire

Panmycobactérienne directe PCR

Lavage broncho-alvéolaire (LBA)

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Recherche à large spectre d' ADN de mycobactéries spp dans un échantillon clinique
La recherche spécifique d'ADN de Mycobacterium tuberculosis complex se fait par la PCR en temps réel spécifique "Mycobacterium tuberculosis complex". La culture est toujours effectuée en priorité.
Justification cliniques demandées idéalement par contact téléphonique au 021 314 41 07

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/jour

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Diagnostic moléculaire microbiologique

Synonyme

Large spectre, broad spectrum PCR

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Lavage broncho-alvéolaire (LBA)

Matériel standard**Quantité**

1

ContenantFlacons pour lavage alvéolaire / aspiration 180 ml
NULL**Stabilité maximale avant analyse****Réfrigéré**

Oui

Traitement du prélèvement pour requérants externes**Préparation**Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux
analyses de biologie moléculaire**Conservation**

4°C

Conditions d'acheminement

T° ambiante dans les 24h suivant la prise

Acheminement**Conditions d'acheminement**Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de
demande.
Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

AdresseBugnon 46
1011 Lausanne**Pneumatique**

439

Horaire d'ouverture de la réceptionLundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00**Téléphone**

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde

des laboratoires LCC-LCH

Site webRéception des laboratoires

Analytique

Prestataire**Prestataire**

Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)

Site

BH18-100

AdresseBugnon 46
1011 Lausanne**Tube pneumatique**

439

Horaire d'ouverture du laboratoireLundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00**Téléphone**

021 314 41 07

AstreinteService de garde d'urgence 7 jours sur 7
7h00 à 22h00 : 021 314 41 07**Site web**Microbio moléculaire**Résultats****Délai de rendu**

1-2 jours

Méthode analytique**Principe de la méthode**

- PCR

Post analytique

Tarif**Tarif (CHF)**

162