



Catalogue des analyses - Laboratoire

Panmycobactérienne directe PCR

Prothèse



Informations générales

Examen

But de l'analyse

Recherche à large spectre d' ADN de mycobactéries spp dans un échantillon clinique
La recherche spécifique d'ADN de *Mycobacterium tuberculosis* complex se fait par la PCR en temps réel spécifique "Mycombacterium tuberculosis complex". La culture est toujours effectuée en priorité.
Justification cliniques demandées idéalement par contact téléphonique au 021 314 41 07

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/jour

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Diagnostic moléculaire microbiologique
-

Synonyme

Large spectre, broad spectrum PCR

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)



Pré analytique

Prélèvement

Nature • Prothèse

Matériel standard

Quantité 1

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré Oui

Traitemet du prélèvement pour requérants externes

Préparation Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux analyses de biologie moléculaire

Conservation 4°C

Conditions d'acheminement T° ambiante dans les 24h suivant la prise

Acheminement

Conditions d'acheminement Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.
Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone 021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

**Site web**

Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire**Prestataire**

Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00

Téléphone

021 314 41 07

Astreinte

Service de garde d'urgence 7 jours sur 7
7h00 à 22h00 : 021 314 41 07

Site web

Microbio moléculaire

Résultats**Délai de rendu**

1-2 jours

Méthode analytique**Principe de la méthode**

- PCR

Post analytique

Tarif**Tarif (CHF)**

162