



Catalogue des analyses - Laboratoire

# HHV8 PCR

Moelle osseuse

## Informations générales

### Examen

<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 44 107
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire
<b>Fréquence d'exécution</b>	1x/jour
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnostic moléculaire microbiologique</li> </ul>
<b>Synonyme</b>	Herpès virus 8 Maladie de Castelman, sarcome de Kaposi

### Prescription

<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 743200 <b>Lien</b> <a href="#">151 - IMU - Examens microbiologiques</a>
------------------------------	--

## Pré analytique

### Prélèvement

<b>Nature</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moelle osseuse</li> </ul>
---------------	--

### Matériel standard

<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Tube 2.6 ml EDTA-K 

Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

### Stabilité maximale avant analyse

<b>Réfrigéré</b>	Oui
------------------	-----

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

<b>Préparation</b>	Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux
--------------------	---



analyses de biologie moléculaire

---

**Conservation**

4°C

---

**Conditions d'acheminement**

T° ambiante dans les 24h suivant la prise

---

**Acheminement**

---

**Conditions d'acheminement**

Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de  
demande.  
Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents

---

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

---

**Site**

BH18-100

---

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

---

**Pneumatique**

439

---

**Horaire d'ouverture de la réception**

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

---

**Téléphone**

021 31 44 280

---

**Astreinte**

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

---

**Site web**

[Réception des laboratoires](#)

# Analytique

## Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00
<b>Téléphone</b>	021 314 41 07
<b>Astreinte</b>	Service de garde d'urgence 7 jours sur 7 7h00 à 22h00 : 021 314 41 07
<b>Site web</b>	<a href="#">Microbio moléculaire</a>

## Résultats

<b>Délai de rendu</b>	1-2 jours
<b>Méthode analytique</b>	
<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PCR en temps réel</li></ul>

## Post analytique

<b>Tarif</b>	
<b>Tarif (CHF)</b>	119.7