



Catalogue des analyses - Laboratoire

Influenza (Grippe) Test rapide PCR

Lavage broncho-alvéolaire (LBA)

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Recherche rapide des virus Influenza A (saisonnier et pandémique) et B
Indication diagnostique	Ce test est d'un usage restreint (patient avec état grippal et devant être hospitalisés, ou immunocompromis, ou admis pour pneumopathie) Il s'agit d'un test rapide et son coût est substantiel. <u>Critères d'acceptation</u>
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire et service garde d'urgence
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none">• Diagnostic moléculaire microbiologique
Synonyme	Influenza, grippe
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 743200 Lien <u>151 - IMU - Examens microbiologiques</u>

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Lavage broncho-alvéolaire (LBA)

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Flacons pour lavage alvéolaire / aspiration 180 ml
NULL

Stabilité maximale avant analyse

Réfrigéré

Oui

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux
analyses de biologie moléculaire

Conservation

4°C

Conditions d'acheminement

T° ambiante dans les 24h suivant la prise

Acheminement

Conditions d'acheminement

Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de
demande.
Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde

des laboratoires LCC-LCH

Site web[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire**Prestataire**

Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)

Site

BH18-100

AdresseBugnon 46
1011 Lausanne**Tube pneumatique**

439

Horaire d'ouverture du laboratoireLundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00**Téléphone**

021 314 41 07

AstreinteService de garde d'urgence 7 jours sur 7
7h00 à 22h00 : 021 314 41 07**Site web**[Microbio moléculaire](#)**Résultats****Délai de rendu**

< 2h

Méthode analytique**Principe de la méthode**

- PCR en temps réel

Post analytique

Tarif**Tarif (CHF)**

119.7