Catalogue des analyses - Laboratoire

Mycobacterium tuberculosis PCR

Urine totale du matin, première miction

Informations générales

Exa	m	ρ	n
CAU		•	

Recherche de Mycobacterium tuberculosis complex. But de l'analyse Une culture mycobactérie du matériel natif est toujours effectuée en parallèle 021 31 44 107 Renseignement téléphonique Heures ouvrables du laboratoire Horaire de réalisation 1x/jour Fréquence d'exécution OUI Analyse accréditée • Diagnostic moléculaire microbiologique Spécialité TBC, bacille de Koch, tuberculose, complex tuberculosis **Synonyme Prescription** Numéro de commande Formulaire de demande 743200 Lien <u> 151 - IMU - Examens microbiologiques</u>

Pré analytique

Prélèvement

Nature

Instruction(s) particulière(s)

Matériel standard

Quantité

Docal à urine 500 ml (pour récolte / échantillon)





N° commande : 500318

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré Oui

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux analyses de biologie moléculaire	
Conservation	4°C	
Conditions d'acheminement	Température ambiante dans les 24h suivant la prise	
Acheminement		
Conditions d'acheminement	Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande. Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents	



Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Service de garde d'urgence 7 jours sur 7 7h00 à 22h00 : 021 314 41 07
Site web	Microbio moléculaire

Méthode analytique

Principe de la méthode

• PCR en temps réel

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

