

Catalogue des analyses - Laboratoire

Mycobacterium tuberculosis PCR

Urine totale du matin, première miction

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Recherche de *Mycobacterium tuberculosis complex*.
Une culture mycobactérie du matériel natif est toujours effectuée en
parallèle

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/jour

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Diagnostic moléculaire microbiologique

Synonyme

TBC, bacille de Koch, tuberculose, complex tuberculosis

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Urine

Instruction(s) particulière(s)

première miction, urine total du matin (volume entier)

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Bocal à urine 500 ml (pour récolte / échantillon)



N° commande : 500318

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré Oui

Traitement du prélèvement pour requérants externes

| | |
|----------------------------------|---|
| Préparation | Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux analyses de biologie moléculaire |
| Conservation | 4°C |
| Conditions d'acheminement | Température ambiante dans les 24h suivant la prise |
| Acheminement | |
| Conditions d'acheminement | Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande. Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents |



Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

| | |
|---|---|
| Prestataire | Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie) |
| Site | BH18-100 |
| Adresse | Bugnon 46 1011 Lausanne |
| Tube pneumatique | 439 |
| Horaire d'ouverture du laboratoire | Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00 |
| Téléphone | 021 314 41 07 |
| Astreinte | Service de garde d'urgence 7 jours sur 7 7h00 à 22h00 : 021 314 41 07 |
| Site web | <u>Microbio moléculaire</u> |

Méthode analytique

Principe de la méthode

- PCR en temps réel

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 119.7