



Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Mycobacterium tuberculosis PCR en URGENCE**

Lavage broncho-alvéolaire (LBA)



## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Recherche de Mycobacterium tuberculosis complex EN URGENCE  
Contact téléphonique avec le laboratoire obligatoire  
Une culture mycobactérie du matériel natif est toujours effectuée en parallèle

---

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 107

---

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire et service garde d'urgence

---

#### Spécialité

- Diagnostic moléculaire microbiologique

---

#### Synonyme

TBC, bacille de Koch, tuberculose, complex tuberculosis

### Prescription

#### Formulaire de demande

##### Numéro de commande

743200

##### Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature**

- Lavage broncho-alvéolaire (LBA)

**Matériel standard****Quantité**

1

**Contenant**

Flacons pour lavage alvéolaire / aspiration 180 ml  
NULL

**Stabilité maximale avant envoi****Réfrigéré**

Oui

**Traitements du prélèvement pour requérants externes****Préparation**

Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux analyses de biologie moléculaire

**Conservation**

4°C

**Conditions d'acheminement**

Température ambiante dans les 24h suivant la prise

**Acheminement****Conditions d'acheminement**

Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.  
Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception**

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

**Téléphone**

021 31 44 280

**Astreinte**

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde



des laboratoires LCC-LCH

**Site web**

Réception des laboratoires

## Analytique

**Prestataire**

**Prestataire**

Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture du laboratoire**

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00

**Téléphone**

021 314 41 07

**Astreinte**

Service de garde d'urgence 7 jours sur 7  
7h00 à 22h00 : 021 314 41 07

**Site web**

Microbio moléculaire

## Résultats

**Délai de rendu**

< 4h

## Méthode analytique

**Principe de la méthode**

- PCR en temps réel

## Post analytique

**Tarif**

**Tarif (CHF)**

119.7