



Catalogue des analyses - Laboratoire

Panel resp élargi (Influenza,RSV,Paraflu,Coron,hMPV,Adeno,Rhino) PCR

Lavage broncho-alvéolaire (LBA)

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Recherche en bloc des virus
Influenza A (saisonnier et pandémique)
Virus respiratoire syncytial (RSV)
Parainfluenzae 1, 2, 3, 4
Coronavirus E229/ OC43/ NL63/ HKU1
Metapneumovirus
Adénovirus

Indication diagnostique

Ce test est d'un usage restreint. Il est réservé aux patients avec état grippal et pneumopathie sévère (soins intensifs), ainsi qu'en cas d'immunosuppression ou d'importance épidémiologique (cas index dans une institution).
En dehors de la saison hivernale, lorsque rhinovirus circule presque exclusivement (juin-octobre) , le test pour ce virus est réalisé d'abord, puis le panel respiratoire.

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/jour

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Diagnostic moléculaire microbiologique

Synonyme

Panel resp élargi (Influenza,RSV,Paraflu,Coron,hMPV,Adeno,Rhino)

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Lavage broncho-alvéolaire (LBA)

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Flacons pour lavage alvéolaire / aspiration 180 ml
NULL

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

Oui

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux
analyses de biologie moléculaire

Conservation

4°C

Conditions d'acheminement

T° ambiante dans les 24h suivant la prise

Acheminement

Conditions d'acheminement

Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de
demande.
Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde

des laboratoires LCC-LCH

Site web

Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire

Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00

Téléphone

021 314 41 07

Astreinte

Service de garde d'urgence 7 jours sur 7
7h00 à 22h00 : 021 314 41 07

Site web

Microbio moléculaire

Méthode analytique

Principe de la méthode

- PCR en temps réel

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

310.5

Condition(s) spéciale(s)

Pas possible de donner un prix Le tarif varie fortement en fonction des analyses réalisées