



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Panfungal PCR

Sécrétions conjonctivales

## Informations générales

### Examen

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>But de l'analyse</b>           | Recherche à large spectre de DNA de champignon dans un échantillon clinique  |
| <b>Indication diagnostique</b>    | Après cultures négatives<br>Après un traitement anti-fongique<br>Les prélèvements non normalement stériles (muqueuses, urines pré-l. respiratoires) ne sont pas acceptés |
| <b>Renseignement téléphonique</b> | 021 31 44 107  |
| <b>Horaire de réalisation</b>     | Heures ouvrables du laboratoire  |
| <b>Fréquence d'exécution</b>      | 1x/jour  |
| <b>Analyse accréditée</b>         | OUI  |
| <b>Spécialité</b>                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Diagnostic moléculaire microbiologique</li></ul>   |
| <b>Synonyme</b>                   | Broad spectrum PCR, champignon, large spectre  |
| <b>Prescription</b>               |  |
| <b>Formulaire de demande</b>      | <b>Numéro de commande</b><br>743200<br><b>Lien</b><br><a href="#">151 - IMU - Examens microbiologiques</a>   |

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sécrétions conjonctivales

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

ESwab (bouchon rose Copan)



N° commande : 935524

#### Stabilité maximale avant analyse

#### Réfrigéré

Oui

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux analyses de biologie moléculaire

#### Conservation

4°C

#### Conditions d'acheminement

T° ambiante dans les 24h suivant la prise

#### Acheminement

#### Conditions d'acheminement

Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.  
Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

#### Pneumatique

439

#### Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

**Téléphone** 021 31 44 280

**Astreinte** En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

**Site web** [Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)

**Site** BH18-100

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00

**Téléphone** 021 314 41 07

**Astreinte** Service de garde d'urgence 7 jours sur 7  
7h00 à 22h00 : 021 314 41 07

**Site web** [Microbio moléculaire](#)

### Résultats

**Délai de rendu** 2-3 jours

### Méthode analytique

**Principe de la méthode** • PCR

## Post analytique

### Tarif

**Tarif (CHF)** 119.7