Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_01389

V11 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Panfungal PCR

Abcès / Kyste, cervical



Informations générales

_				
	_	-	-	-
гχ	а	m	ρ	п

But de l'analyse	Recherche à large spectre de DNA de champignon dans un échantillon clinique	
Indication diagnostique	Après cultures négatives Après un traitement anti-fongique Les prélèvements non normalement stériles (muqueuses, urines prél. respiratoires) ne sont pas accéptés	
Renseignement téléphonique	021 31 44 107	
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire	
Fréquence d'exécution	1x/jour	
Analyse accréditée	OUI	
Spécialité	Diagnostic moléculaire microbiologique	
Synonyme	Broad spectrum PCR, champignon, large spectre	
Prescription		
Formulaire de demande	Numéro de commande 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques	

Pré analytique

Prélèvement

• Abcès / kyste, cervical

Matériel standard

Quantité

ContenantRécipient stérile, PS, fond plat





Bouchon gris vissant N° commande : 908016

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré Oui

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux analyses de biologie moléculaire	
Conservation	4°C	
Conditions d'acheminement	T° ambiante dans les 24h suivant la prise	
Acheminement		
Conditions d'acheminement	Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande. Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires	
Site	BH18-100	
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne	
Pneumatique	439	
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00	
Téléphone	021 31 44 280	



Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde	
	des laboratoires LCC-LCH	

Site web Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)

Site BH18-100

Adresse

Bugnon 46

1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire

Lundi -> vendredi : 8hoo à 17hoo

Samedi, dimanche et jours fériés: 8h00 à 14h00

Téléphone 021 314 41 07

Astreinte Service de garde d'urgence 7 jours sur 7

7h00 à 22h00 : 021 314 41 07

Site web Microbio moléculaire

Résultats

Délai de rendu 2-3 jours

Méthode analytique

Principe de la méthode • PCR

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

