



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Panfungal PCR

Biopsie valve

## Informations générales

### Examen

**But de l'analyse**

Recherche à large spectre de DNA de champignon dans un échantillon clinique

**Indication diagnostique**

Après cultures négatives  
Après un traitement anti-fongique  
Les prélèvements non normalement stériles (muqueuses, urines pré-l. respiratoires) ne sont pas acceptés

**Renseignement téléphonique**

021 31 44 107

**Horaire de réalisation**

Heures ouvrables du laboratoire

**Fréquence d'exécution**

1x/jour

**Analyse accréditée**

OUI

**Spécialité**

- Diagnostic moléculaire microbiologique

**Synonyme**

Broad spectrum PCR, champignon, large spectre

**Prescription****Formulaire de demande****Numéro de commande**

743200

**Lien**[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

## Pré analytique

**Prélèvement****Nature**

- Biopsie valve

**Matériel standard****Quantité**

1

**Contenant**

Récipient stérile, PS, fond plat



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

**Stabilité maximale avant envoi**

**Réfrigéré** Oui

**Traitement du prélèvement pour requérants externes**

**Préparation** Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux analyses de biologie moléculaire

**Conservation** 4°C

**Conditions d'acheminement** T° ambiante dans les 24h suivant la prise

**Acheminement**

**Conditions d'acheminement** Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.  
Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents

**Dépose des prélèvements** Réception des laboratoires

**Site** BH18-100

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture de la réception** Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30  
Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00

**Téléphone** 021 31 44 280

**Astreinte** En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde

des laboratoires LCC-LCH

**Site web**[Réception des laboratoires](#)

## Analytique

**Prestataire****Prestataire**

Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)

**Site**

BH18-100

**Adresse**Bugnon 46  
1011 Lausanne**Tube pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture du laboratoire**Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00**Téléphone**

021 314 41 07

**Astreinte**Service de garde d'urgence 7 jours sur 7  
7h00 à 22h00 : 021 314 41 07**Site web**[Microbio moléculaire](#)**Résultats****Délai de rendu**

2-3 jours

**Méthode analytique****Principe de la méthode**

- PCR

## Post analytique

**Tarif****Tarif (CHF)**

119.7