



Catalogue des analyses - Laboratoire

Panfungal PCR

Prothèse

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Recherche à large spectre de DNA de champignon dans un échantillon clinique

Indication diagnostiqueAprès cultures négatives
Après un traitement anti-fongique
Les prélèvements non normalement stériles (muqueuses, urines pré-l. respiratoires) ne sont pas acceptés**Renseignement téléphonique**

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/jour

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Diagnostic moléculaire microbiologique

Synonyme

Broad spectrum PCR, champignon, large spectre

Prescription**Formulaire de demande****Numéro de commande**

743200

Lien[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Prothèse

Matériel standard**Quantité**

1

Stabilité maximale avant analyse**Réfrigéré**

Oui

Traitement du prélèvement pour requérants externes**Préparation**

Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux analyses de biologie moléculaire

Conservation

4°C

Conditions d'acheminement

T° ambiante dans les 24h suivant la prise

Acheminement**Conditions d'acheminement**Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.
Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

AdresseBugnon 46
1011 Lausanne**Pneumatique**

439

Horaire d'ouverture de la réceptionLundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00**Téléphone**

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site webRéception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire

Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)

Site

BH18-100

AdresseBugnon 46
1011 Lausanne**Tube pneumatique**

439

Horaire d'ouverture du laboratoireLundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00**Téléphone**

021 314 41 07

AstreinteService de garde d'urgence 7 jours sur 7
7h00 à 22h00 : 021 314 41 07**Site web**Microbio moléculaire

Résultats

Délai de rendu

2-3 jours

Méthode analytique

Principe de la méthode

- PCR

Post analytique

Tarif**Tarif (CHF)**

119.7