Catalogue des analyses - Laboratoire

Papillomavirus PCR

Biopsie

Informations générales

Examen

021 31 44 107 Renseignement téléphonique Heures ouvrables du laboratoire Horaire de réalisation 1x/semaine Fréquence d'exécution OUI Analyse accréditée • Diagnostic moléculaire microbiologique **Spécialité** HPV, condylome, verrue **Synonyme Prescription** Numéro de commande Formulaire de demande 743200 Lien

Pré analytique

Prélèvement

• Biopsie

Matériel standard

Quantité

Contenant Récipient stérile, PS, fond plat



<u> 151 - IMU - Examens microbiologiques</u>



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré Oui

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux analyses de biologie moléculaire
Conservation	4°C
Conditions d'acheminement	T° ambiante dans les 24h suivant la prise
Acheminement	
Conditions d'acheminement	Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande. Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280



Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>
Analytique	
Prestataire	
Prestataire	Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Service de garde d'urgence 7 jours sur 7 7h00 à 22h00 : 021 314 41 07
Site web	Microbio moléculaire
Méthode analytique	
Principe de la méthode	PCR en temps réel
Post analytique	

162



Tarif

Tarif (CHF)