



Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Helicobacter pylori culture**

Biopsie gastrique

## Information(s) importante(s)

### Attention

- Acheminer immédiatement le tube

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Recherche spécifique par culture d'*Helicobacter pylori* dans les échantillons de biopsie gastrique.

#### Ajout d'analyse

L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 24 heures.

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 107

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Bactériologie
- Microbiologique

### Prescription

#### Formulaire de demande

##### Numéro de commande

743200

##### Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

#### Renseignements à fournir

Bon 151 verso - Bactériologie - Cocher *Helicobacter pylori* culture

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Biopsie gastrique

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Récipient stérile, PS, fond plat



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

**Volume minimum**

2 biopsies

**Stabilité maximale avant analyse**

**Congelé**

Nuit

**Traitement du prélèvement pour requérants externes**

**Conservation**

L'échantillon doit être acheminé le plus rapidement au laboratoire durant les heures d'ouverture. **Si ce n'est pas possible, les biopsies doivent être congelées dans un tube stérile sec (Sans ajout de solution physiologique).**

**Conditions d'acheminement**

- A température ambiante dans le cas où l'échantillon est acheminé rapidement.
- **Si les biopsies ont été congelées, elles doivent être acheminées congelées.**

**Acheminement**

**Conditions d'acheminement**

Germe fragile, l'échantillon doit être acheminé au laboratoire immédiatement (Idéalement dans les 2 heures).

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception**

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

**Téléphone** 021 31 44 280

---

**Astreinte** En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

---

**Site web** [Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de microbiologie

---

**Site** BH18-100

---

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

---

**Tube pneumatique** 439

---

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00

---

**Téléphone** 021 314 41 07

---

**Astreinte** Microbiologie

### Méthode analytique

**Principe de la méthode**

- Culture

## Post analytique

### Tarif

**Tarif (CHF)** 72

---

**Condition(s) spéciale(s)** 3431.00 si positif (=Tarif indiqué) - Position 3430.00 si négatif