



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Legionella culture

Echantillons respiratoires

## Informations générales

### Examen

**But de l'analyse** Recherche de Legionella par culture spécifique dans des échantillons de type respiratoire.

**Ajout d'analyse**

- L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 48 heures.
- Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

**Renseignement téléphonique** 021 31 44 107

**Horaire de réalisation** Heures ouvrables du laboratoire

**Analyse accréditée** OUI

**Spécialité**

- Bactériologie
- Microbiologique

### Prescription

**Formulaire de demande**

**Numéro de commande**  
743200

**Lien**  
[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

**Renseignements à fournir** Compléter le bon recto et verso.

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature**

- Abscess / kyste, pulmonaire
- Aspiration bronchique
- Biopsie plèvre
- Biopsie poumon
- Biopsie transbronchique
- Expectoration
- Lavage broncho-alvéolaire (LBA)
- Liquide pleural

### Matériel standard

**Quantité** 1

**Contenant** Récipient stérile, PS, fond plat



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

**Contenant(s) autre(s)**

ESwab (bouchon rose Copan) pour les frottis

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses**

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151.

**Stabilité maximale avant analyse**

**Réfrigéré**

Nuit

**Traitement du prélèvement pour requérants externes**

**Conservation**

2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

**Acheminement**

**Conditions d'acheminement**

- Température ambiante
- Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 48 heures.
- Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception**

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

**Téléphone** 021 31 44 280

---

**Astreinte** En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

---

**Site web** [Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de microbiologie

---

**Site** BH18-100

---

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

---

**Tube pneumatique** 439

---

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00

---

**Téléphone** 021 314 41 07

---

**Astreinte** Microbiologie

### Méthode analytique

**Principe de la méthode**

- Culture

---

**Technique** La durée d'incubation est de 7 à 9 jours

## Post analytique

### Conservation après examens

**Prélèvement primaire** 10 jours

### Tarif

**Tarif (CHF)** 72

---

**Condition(s) spéciale(s)** Position 3439.00 si positif - Position 3438.00 si négatif  
Le tarif indiqué est basé sur la position du positif