Catalogue des analyses - Laboratoire

Syphilis LCR

Sérodiagnostic lg totales + synthèse intrathécale

Informations générales

	-	_	-
CXd	m	e	•

Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Sérologie microbienne
Synonyme	TPHA, tréponème, neurosyphilis
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 913346 Lien 060 - IMU - Examens sérologiques

Pré analytique

				_
Pré	lev	rem	er	١t

Nature	• Liquide céphalo-rachidien (LCR)
Instruction(s) particulière(s)	Associer systématiquement un échantillon de sang veineux (sérum) lors de la recherche dans le LCR pour un dosage simultané. NB : le cas échéant, un Quotient albumine LCR/Sérum est indispensable pour le calcul de la synthèse intrathécale.
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	Tube conique polypropylène stérile 15 ml





Bouchon bleu - N° commande : 929110

Volume minimum $2-4\ ml\ 2\ ml$

Matériel pédiatrique

Quantité

Contenant Tube conique polypropylène stérile 15 ml





Bouchon bleu - N° commande : 929110

Volume minimum	2 ml
----------------	------

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré	Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Volume minimum 2 ml
Conservation	4°C
Conditions d'acheminement	à T° ambiante à -20°C si envoi >8 heures
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne

Volume minimum 2 ml



Pneumatique	439	
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00	
Téléphone	021 31 44 280	
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le perso des laboratoires LCC-LCH	onnel de garde
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>	
Analytique		
Prestataire		
Prestataire	Laboratoire de sérologie (microbiologie)	
Site	BH18-100	
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne	
Tube pneumatique	439	
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé	
Téléphone	021 314 41 07	
Astreinte	Microbio sérologie	
Méthode analytique		
Principe de la méthode	Agglutination passive	
Post analytique		
Tarif		
Tarif (CHF)	47.7	
Condition(s) spéciale(s)	Supplément selon la liste des analyses facturables en s	ıs

