

Catalogue des analyses - Laboratoire

Syphilis LCR

Sérodiagnostic Ig totales + synthèse intrathécale

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none">Sérologie microbienne
Synonyme	TPHA, tréponème, neurosyphilis
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 913346 Lien 060 - IMU - Examens sérologiques

Pré analytique

Prélèvement

Nature	<ul style="list-style-type: none">Liquide céphalo-rachidien (LCR)
Instruction(s) particulière(s)	Associer systématiquement un échantillon de sang veineux (sérum) lors de la recherche dans le LCR pour un dosage simultané. NB : le cas échéant, un Quotient albumine LCR/Sérum est indispensable pour le calcul de la synthèse intrathécale.
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	Tube conique polypropylène stérile 15 ml



Bouchon bleu - N° commande : 929110

Volume minimum

2-4 ml 2 ml

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube conique polypropylène stérile 15 ml



Bouchon bleu - N° commande : 929110

Volume minimum	2 ml
Stabilité maximale avant analyse	
Réfrigéré	Nuit et we
Traitement du prélèvement pour requérants externes	
Préparation	Volume minimum 2 ml
Conservation	4°C
Conditions d'acheminement	à T° ambiante à -20°C si envoi >8 heures
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réceptionLundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00**Téléphone**

021 31 44 280

AstreinteEn dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH**Site web**[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire**Prestataire**

Laboratoire de sérologie (microbiologie)

Site

BH18-100

AdresseBugnon 46
1011 Lausanne**Tube pneumatique**

439

Horaire d'ouverture du laboratoireLundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé**Téléphone**

021 314 41 07

Astreinte

Microbio sérologie

Méthode analytique**Principe de la méthode**

- Agglutination passive

Post analytique

Tarif**Tarif (CHF)**

47.7

Condition(s) spéciale(s)

Supplément selon la liste des analyses facturables en sus