

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Phénotype érythrocytaire étendu

## Informations générales

### Examen

**But de l'analyse** Complément d'analyse en cas d'immunisation complexe ou de transfusion phénotype étendu compatible

**Renseignement téléphonique** 021 31 44 201

**Horaire de réalisation** 24h/24

**Analyse accréditée** OUI

**Spécialité** • Immuno-hématologie

**Synonyme** Antigènes érythrocytaires

### Prescription

**Formulaire de demande** Numéro de commande  
061244  
**Lien**  
[033 - Unité de médecine transfusionnelle](#)

**Renseignements à fournir** Motivation de la demande

**Recommandations** Complément d'informations sur Tribu et sur le site internet de l'UMT  
(<https://www.iblutspende.ch/fr/home>)

## Pré analytique


### Prélèvement

**Nature** • Sang veineux

### Matériel standard

**Quantité** 1

**Contenant** Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

## Matériel pédiatrique

### Quantité

1

### Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

## Stabilité maximale avant envoi

### Ambiant

Oui

### Congelé

Non

## Acheminement

### Dépose des prélèvements

Unité de médecine transfusionnelle

### Site

BH 18 606

### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

### Pneumatique

549 PP07

### Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

### Téléphone

021 314 65 67

### Astreinte

021 314 65 67

### Site web

UMT



## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Unité de médecine transfusionnelle

**Site** BH 18 606

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Horaire d'ouverture du laboratoire** 24h/24

**Téléphone** 021 314 657

**Astreinte** UMT

### Méthode analytique

#### Principe de la méthode

- Manuelle en gel ou en tubes selon la complexité du cas

## Post analytique

### Tarif

**Tarif (CHF)** 10.2

**Condition(s) spéciale(s)** Un génotypage érythrocytaire peut être demandé en complément