



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Phénotype Rhésus et Kell (KEL1)

## Informations générales

### Examen

**But de l'analyse** Pour la transfusion phénotype Rhésus et Kell (KEL1) compatible

**Renseignement téléphonique** 021 31 44 201

**Horaire de réalisation** 24h/24

**Analyse accréditée** OUI

**Spécialité** • Immuno-hématologie

### Prescription

**Formulaire de demande** **Numéro de commande**  
061244  
**Lien**  
[033 - Unité de médecine transfusionnelle](#)

**Recommandations** Complément d'informations sur Tribu et sur le site internet de l'UMT  
(<https://www.iblutspende.ch/fr/home>)

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature**

- Sang veineux

**Matériel standard**

**Quantité**

1

**Contenant**

Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

### Matériel pédiatrique

**Quantité**

1

**Contenant**

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

### Stabilité maximale avant analyse

**Ambiant**

Oui

**Congelé**

Non

### Acheminement

**Dépose des prélèvements**

Unité de médecine transfusionnelle

**Site**

BH 18 606

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

549 PP07

**Horaire d'ouverture de la réception**

24h/24

**Téléphone** 021 314 65 67

---

**Astreinte** 021 314 65 67

---

**Site web** [UMT](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Unité de médecine transfusionnelle

---

**Site** BH 18 606

---

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

---

**Horaires d'ouverture du laboratoire** 24h/24

---

**Téléphone** 021 314 657

---

**Astreinte** UMT

### Méthode analytique

**Principe de la méthode**

- Manuelle en gel ou en tubes selon la complexité du cas

---

**Analyseur** Oui

## Post analytique

### Tarif

**Tarif (CHF)** 24.3

---

**Condition(s) spéciale(s)** En fonction des résultats, des examens complémentaires peuvent être faits.