Catalogue des analyses - Laboratoire

Titre d'un anticorps anti-érythrocytaire

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Suivi prophylaxie anti-D ou alloimmunisation chez une femme enceinte
Renseignement téléphonique	021 31 44 201
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Immuno-hématologie
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 061244 Lien 033 - Unité de médecine transfusionnelle
Renseignements à fournir	Nombre de semaines d'aménorrhée
Recommandations	Complément d'informations sur Tribu et sur le site internet de l'UMT (https://www.itransfusion.ch/fr/home)



Pré analytique


Prélèvement

• Sang veineux

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant Oui

Acheminement

Unité de médecine transfusionnelle Dépose des prélèvements BH 18 606 Site Bugnon 46 **Adresse** 1011 Lausanne 549 PP07 **Pneumatique** 24h/24 Horaire d'ouverture de la réception 021 314 65 67 Téléphone **Astreinte** 021 314 65 67 <u>UMT</u> Site web



Analytique

Prestataire

Prestataire	Unité de médecine transfusionnelle
Site	BH 18 606
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Horaire d'ouverture du laboratoire	24h/24
Téléphone	021 314 657
Astreinte	UMT

Méthode analytique

Principe de la méthode

• Manuelle en tubes

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

