

Catalogue des analyses - Laboratoire

Titre d'un anticorps anti-érythrocytaire

Informations générales

Examen

But de l'analyse Suivi prophylaxie anti-D ou alloimmunisation chez une femme enceinte

Renseignement téléphonique 021 31 44 201

Horaire de réalisation 24h/24

Analyse accréditée OUI

Spécialité • Immuno-hématologie

Prescription

Formulaire de demande **Numéro de commande**
061244
Lien
[033 - Unité de médecine transfusionnelle](#)

Renseignements à fournir Nombre de semaines d'aménorrhée

Recommandations Complément d'informations sur Tribu et sur le site internet de l'UMT
(<https://www.itransfusion.ch/fr/home>)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant

Oui

Acheminement

Dépose des prélèvements

Unité de médecine transfusionnelle

Site

BH 18 606

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

549 PP07

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 314 65 67

Astreinte

021 314 65 67

Site web

UMT



Analytique

Prestataire

Prestataire	Unité de médecine transfusionnelle
Site	BH 18 606
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Horaire d'ouverture du laboratoire	24h/24
Téléphone	021 314 657
Astreinte	UMT

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Manuelle en tubes

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	25.2
--------------------	------