

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Titre d'un anticorps anti-érythrocytaire

## Informations générales

### Examen

**But de l'analyse**Suivi prophylaxie anti-D ou alloimmunisation chez une femme  
enceinte**Renseignement téléphonique**

021 31 44 201

**Horaire de réalisation**

24h/24

**Analyse accréditée**

OUI

**Spécialité**

- Immuno-hématologie

**Prescription****Formulaire de demande****Numéro de commande**

061244

**Lien**[033 - Unité de médecine transfusionnelle](#)**Renseignements à fournir**

Nombre de semaines d'aménorrhée

**Recommandations**Complément d'informations sur Tribu et sur le site internet de l'UMT  
(<https://www.itransfusion.ch/fr/home>)

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette bouchon rouge - N° commande : 734810

#### Stabilité maximale avant envoi

#### Ambiant

Oui

#### Acheminement

#### Dépose des prélèvements

Unité de médecine transfusionnelle

#### Site

BH 18 606

#### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

#### Pneumatique

549 PP07

#### Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

#### Téléphone

021 314 65 67

#### Astreinte

021 314 65 67

#### Site web

UMT



## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Unité de médecine transfusionnelle

**Site** BH 18 606

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Horaire d'ouverture du laboratoire** 24h/24

**Téléphone** 021 314 657

**Astreinte** UMT

### Méthode analytique

**Principe de la méthode** • Manuelle en tubes

## Post analytique

### Tarif

**Tarif (CHF)** 25.2