

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Génotypage érythrocytaire

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Bilan transfusionnel chez le patient drépanocytaire, complément  
d'analyse lors de phénotype ininterprétable

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 201

#### Horaire de réalisation

24h/24

#### Analyse accréditée

OUI

#### Analyse sous-traitée

OUI

#### Spécialité

- Immuno-hématologie

#### Synonyme

Antigènes érythrocytaires

#### Prescription

#### Formulaire de demande

**Numéro de commande**

061244

**Lien**[033 - Unité de médecine transfusionnelle](#)

#### Renseignements à fournir

Motivation de la demande

#### Recommandations

Complément d'informations sur Tribu et sur le site internet de l'UMT  
(<https://www.itransfusion.ch/fr/home>)

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

## Matériel pédiatrique

### Quantité

1

### Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

## Stabilité maximale avant envoi

### Ambiant

Oui

### Congelé

Non

## Acheminement

### Dépose des prélèvements

Unité de médecine transfusionnelle

### Site

BH 18 606

### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

### Pneumatique

549 PP07

### Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

### Téléphone

021 314 65 67

### Astreinte

021 314 65 67

### Site web

UMT



## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Unité de médecine transfusionnelle

**Site** BH 18 606

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Horaire d'ouverture du laboratoire** 24h/24

**Téléphone** 021 314 657

**Astreinte** UMT

### Méthode analytique

**Principe de la méthode** • PCR

## Post analytique

### Tarif

**Condition(s) spéciale(s)** Facturation selon le génotypage réalisé