

Catalogue des analyses - Laboratoire

Autres antigènes HLA associés à une maladie

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Recherche d'antigène(s) HLA associé(s) à une maladie ou à une contre-indication pharmacogénétique

Renseignement téléphonique

021 31 40 805

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/semaine

Analyse accréditée

OUI

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999073

Lien

050 - Immunologie

Formulaire de consentement

Pré analytique


Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 1.2 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 998995

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré Nuit et we

Traitements du prélèvement pour requérants externes

Conservation 4°C

Conditions d'acheminement T° ambiante

Acheminement

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone 021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web [Réception des laboratoires](#)



Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone 021 31 40 805

Site web [Immunologie et allergie](#)

Résultats

Délai de rendu 2 semaines

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé > 20 ans

Tarif

Condition(s) spéciale(s) Antigène HLA-A, B, C = 331.00.-
Antigène HLA-DR, DQ, DP = 406.00.-