

Catalogue des analyses - Laboratoire

Autres antigènes HLA associés à une maladie

Informations générales

Examen

But de l'analyse Recherche d'antigène(s) HLA associé(s) à une maladie ou à une contre-indication pharmacogénétique

Renseignement téléphonique 021 31 40 805

Horaire de réalisation Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution 1x/semaine

Analyse accréditée OUI

Prescription

Formulaire de demande **Numéro de commande**
999073
Lien
[050 - Immunologie](#)

Formulaire de consentement

Pré analytique

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

Matériel pédiatrique

Quantité 1

Contenant Tube 1.2 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 998995

Stabilité maximale avant analyse

Réfrigéré

Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation

4°C

Conditions d'acheminement

T° ambiante

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone 021 31 40 805

Site web [Immunologie et allergie](#)

Résultats

Délai de rendu 2 semaines

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé > 20 ans

Tarif

Condition(s) spéciale(s) Antigène HLA-A, B, C = 331.00.-
Antigène HLA-DR, DQ, DP = 406.00.-