



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Levures (*Candida*) - Culture

Frottis sphère génitale

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Recherche par culture de levures (*Candida* ou autres) dans les échantillons de la sphère génitale.

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 107

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Mycologie - levures
- Mycologie

### Prescription

#### Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

### Renseignements à fournir

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Frottis col
- Frottis gland
- Frottis gynécologique
- Frottis lochies
- Frottis périnée
- Frottis urètre
- Frottis vaginal
- Frottis vulve
- Frottis urogénital

### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

ESwab (bouchon rose Copan)



N° commande : 935524

### Contenant(s) autre(s)

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151.

### Stabilité maximale avant envoi

#### Réfrigéré

Nuit

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Utilisation d'un récipient stérile.

#### Conservation

4°C

#### Conditions d'acheminement

Température ambiante, délai < 24 heures.

### Acheminement

#### Conditions d'acheminement

1. T° ambiante
2. Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.



<b>Dépose des prélèvements</b>	Réception des laboratoires
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30 Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Astreinte</b>	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
<b>Site web</b>	<u><a href="#">Réception des laboratoires</a></u>

# Analytique

## Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de microbiologie
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
<b>Téléphone</b>	021 314 41 07
<b>Astreinte</b>	Microbiologie
<b>Résultats</b>	
<b>Délai de rendu</b>	< 1 semaine
<b>Méthode analytique</b>	
<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Culture</li></ul>
<b>Post analytique</b>	
<b>Conservation après examens</b>	
<b>Prélèvement primaire</b>	10 jours
<b>Tarif</b>	
<b>Tarif (CHF)</b>	63
<b>Condition(s) spéciale(s)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Position 3343.00 si positif = 70 CHF - Position 3342.00 si négatif = 22 CHF.</li><li>• La culture de levures n'est pas facturée si elle est effectuée conjointement à la bactériologie culture.</li></ul>