

Catalogue des analyses - Laboratoire

Cytokines

Informations générales

Examen


| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Indication diagnostique | Etat inflammatoire |
| Renseignement téléphonique | 021 31 40 805 |
| Horaire de réalisation | Heures ouvrables du laboratoire |
| Fréquence d'exécution | 1x/semaine |
| Analyse accréditée | OUI |

Prescription

| | |
|-----------------------|--|
| Formulaire de demande | <p>Numéro de commande 999073</p> <p>Lien 050 - Immunologie</p> |
|-----------------------|--|

Pré analytique

Matériel standard

| | |
|-----------|--|
| Quantité | 1 |
| Contenant | <p>Tube 4.9 ml sérum sans gel</p>  <p>Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990</p> |

Matériel pédiatrique

| | |
|-----------|-------------------|
| Quantité | 1 |
| Contenant | Tube 1.2 ml sérum |



S-Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998994

Stabilité maximale avant envoi

Congelé

Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Si acheminement impossible dans les 24h post-prélèvement, centrifuger durant 15 min à 1000g, décanter le sérum. Volume minimal 600ul.

Conservation

L'échantillon à 4°C. le sérum à -20°C.

Conditions d'acheminement

L'échantillon à température ambiante, le sérum congelé.

Acheminement

Conditions d'acheminement

Réception du matériel dans les 24 heures post-prélèvement. Le vendredi et les veilles de jours fériés avant 15h00 au plus tard.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

| | |
|--|--|
| Prestataire | Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie |
| Site | BH18-100 |
| Adresse | Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne |
| Tube pneumatique | 439 |
| Horaires d'ouverture du laboratoire | Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé |
| Téléphone | 021 31 40 805 |
| Site web | Immunologie et allergie |

Résultats

| | |
|-----------------------|-----------|
| Délai de rendu | 1 semaine |
|-----------------------|-----------|

Post analytique

Conservation après examens

| | |
|-------------------------|--------|
| Aliquote congelé | 6 mois |
|-------------------------|--------|

Tarif

| | |
|--------------------|-------|
| Tarif (CHF) | 458.1 |
|--------------------|-------|