Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_01683

V7 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Coronavirus SARS-CoV-2

Sécrétions nasopharyngées



Informations générales

Evamor	
Examer	ı

But de l'analyse	Recherche de virus respiratoire Coronavirus SARS-CoV-2 respiratoire
Indication diagnostique	Ce test est d'un usage restreint pour la recherche de SARS-CoV-2. Il est réservé à des patients remplissant des critères cliniques et épidémiologiques associés au CoVID-19.
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire et service garde d'urgence
Fréquence et/ou horaire d'exécution	7/7 jours Pour les analyses concernant les hospitalisations du service des Urgences 7/7 jours 24/24 heures.
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Diagnostic moléculaire microbiologique
Synonyme	Nouveau coronavirus, CoVID-19, SARS-CoV-2
Synonyme Prescription	Nouveau coronavirus, CoVID-19, SARS-CoV-2
-	Nouveau coronavirus, CoVID-19, SARS-CoV-2 Numéro de commande 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques
Prescription	Numéro de commande 743200 Lien
Prescription Formulaire de demande	Numéro de commande 743200 Lien



Matériel standard

Quantité

Contenant

UTM RT (bouchon rouge Copan) avec écouvillon inclus

1



N° commande : 917995

Contenant(s) autre(s)

Milieu de transport équivalent au UTM RT

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré Oui

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux analyses de biologie moléculaire
Conservation	4°C
Conditions d'acheminement	T° ambiante dans les 24h suivant la prise
Acheminement	
Conditions d'acheminement	Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande. Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde



des laboratoires LCC-LCF	des la	boratoires	LCC-	LCF
--------------------------	--------	------------	------	-----

Site web Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire

Lundi -> vendredi : 8hoo à 17hoo

Samedi, dimanche et jours fériés: 8h00 à 14h00

Téléphone 021 314 41 07

Astreinte Service de garde d'urgence 7 jours sur 7

7h00 à 22h00 : 021 314 41 07

Site web Microbio moléculaire

Méthode analytique

Principe de la méthode • PCR en temps réel

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

