

Catalogue des analyses - Laboratoire

Coronavirus SARS-CoV-2

Sérodiagnostic IgG

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Recherche d'anticorps IgG anti-SARS-CoV-2 (anti-Spike et anti-Nucléocapside)

Indication diagnostique

Apporte une aide diagnostic lors des critères cliniques et épidémiologiques (associés) spécifiques au Covid-19 suivants :

- Deux RT-PCR négatives et clinique suggestive
- Patient-e hospitalisé-e, symptomatique depuis >10 jours
- Doute ou discordance diagnostic
- Possible Covid-19 de présentation clinique inhabituelle tel que : vasculite cutanée, Guillain-Barré, méningoencéphalite,...
- Patient-e vulnérable à haut risque, par exemple bilan pré-greffe

Renseignement téléphonique

021 31 40805

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

3x/semaine

Analyse accréditée

NON

Spécialité

- Sérologie microbienne
- Vaccinologie
- Sérologie

Synonyme

covid-19,covid,spike, nucléocapside

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

741030

Lien

[050 - Immunologie](#)

Recommandations

A prescrire individuellement de toute autre demande

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 7.5 ml sérum gel



Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette bouchon blanc - N° commande : 510440

Matériel néonatalogie

Quantité

4

Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette bouchon blanc - N° commande : 511122

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger durant 10 minutes à 2000 g, décanter le sérum, volume minimum : 0.6 ml

Conservation

4°C

Conditions d'acheminement

T° ambiante

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30 Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 40 805
Site web	Immunologie et allergie
Résultats	
Délai de rendu	1 semaine



Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

Tarif

Tarif (CHF) 22.5