

Catalogue des analyses - Laboratoire

Résistome par génomique sur souche

Souche bactérienne

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Analyse « ouverte » visant à identifier les facteurs génétiques conférant une résistance aux antibiotiques chez les bactéries. Elle permet potentiellement d'identifier n'importe quel gène ou mutation répertoriés comme conférant une résistance aux antibiotiques dans notre base de données, notamment :

- Gram négatifs : beta-lactamases et carbapénémases- MRSA : mecA, mecC, erm, mutations parC (CIP), mutations gyrA- VRE : vanA, vanB, et vanC

Indication diagnostique

Justifications cliniques demandées idéalement par contact téléphonique au 44107

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

2x/mois

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Microbiologique
- Génomique

Synonyme

Résistome, facteur de résistance

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Souche bactérienne

Instruction(s) particulière(s)

Souche clonale d'une bactérie

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

ESwab (bouchon rose Copan)



N° commande : 935524

Contenant(s) autre(s)

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

2 - 8 °C

Acheminement

Conditions d'acheminement

Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.
Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30
Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire

Laboratoire de génomique et métagénomique (microbiologie)

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00

Téléphone

021 314 41 07

Site web

[Microbio génomique et métagénomique](#)

Résultats

Délai de rendu

1-3 semaines

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Séquençage haut-débit (Whole genome)

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

486