Catalogue des analyses - Laboratoire

Levures (Candida) - Culture

Liquide de drainages (drain pleural, thoracique, péricardique, jackson, redon, monovac)

Informations générales

	-	_	-
гха	m	e	

Recherche par culture de levures (*Candida* ou autres) dans les échantillons de liquides de drainage.

Renseignement téléphonique 021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

OUI

OUI

• Mycologie - levures
• Mycologie

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande

743200 **Lien**

<u> 151 - IMU - Examens microbiologiques</u>

Pré analytique

Prélèvement

• Liquide drainage

Matériel standard

Quantité

Contenant Récipient stérile, PS, fond plat





Bouchon gris vissant N° commande : 908016

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151

Stabilité maximale avant envoi

Nuit Réfrigéré

Traitement du prélèvement pour requérants externes


Préparation	Utilisation d'un récipient stérile.
Conservation	4°C
Conditions d'acheminement	Température ambiante, délai < 24 heures.
Acheminement	
Conditions d'acheminement	T° ambiante, dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Utilisation d'un récipient stérile.



Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>
Analytique	
Prestataire	
Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie
Résultats	
Délai de rendu	< 1 semaine
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• Culture
Post analytique	
Conservation après examens	
Prélèvement primaire	10 jours
Tarif	
Tarif (CHF)	63
Condition(s) spéciale(s)	• Position 3343.00 si positif = 70 CHF - Position 3342.00 si négatif = 22 CHF.





Catalogue des analyses - Laboratoire DLA_INV_01_01703 V6 - 19/08/2025

• La culture de levures n'est pas facturée si elle est effectuée conjointement à la bactériologie culture.

