Catalogue des analyses - Laboratoire

Macroprolactine

Sang

Informations générales

Exa	m	ρ	n
CAU		•	••

Ajout d'analyse	dans les 48h, sinon possible au cas ou une sérothèque existe
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Chimie clinique
Synonyme	big-big prolactine, big prolactine
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999069 Lien 010 - Chimie clinique - Sang
Renseignements à fournir	inscrire manuellement "macroprolactine" sur le formulaire de demande

Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 4.9 ml héparinate de lithium





Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 998991

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Jusqu'à 3 analyses sur héparinate de lithium, le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité ²

Contenant Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette ISO bouchon VERT - N° commande: 999003

Volume minimum

2 microtubes bien remplis
(pour les demandeurs externes : 2 microtubes bien remplis)

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Augmenter le nombre de microtubes

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifuger et décanter le plasma : - volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml - volume minimum pour l'analyse seule : 0.4 ml
Conservation	Conserver le plasma à 4°C
Conditions d'acheminement	à T° ambiante
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280



Site web Réception des laboratoires 24/24.

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>
Méthode analytique	

Principe de la méthode	• ECLIA
Analyseur	cobas e 801 / Roche Diagnostics
Technique	Mesure de recouvrement après précipitation au PEG.

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé	3 mois
Tarif	

26.6

Condition(s) spéciale(s)	Selon LA pour position 1623.00: "Double détermination en cas de
	suspicion de macroprolactinémie".



Tarif (CHF)