Catalogue des analyses - Laboratoire

Pipecolinsäure / Acide pipecolique

Urine



Information(s) importante(s)

Attention

- Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)
- Ne pas prélever le week-end (vendredi dès 16h à dimanche midi).

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique 021 314 42 80

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence et/ou horaire d'exécution Lundi au vendredi

Spécialité • Externalisé

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande

Lien

KISPI AKCB Selektives Screening Stoffwechsel

Pré analytique

Prélèvement

• Urine

Instruction(s) particulière(s)

Urine du matin

Matériel standard

Quantité ¹

Contenant Tube 8.5 ml pour urine

Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Volume minimum 2ml



Analytique

Prestataire

Prestataire	Réception des laboratoire
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	ATTENTION: le weekend aucune analyse ne sera envoyée à l'extérieur du CHUV. Les envois d'analyses externalisées sont pris en charge uniquement du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00.
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Externalisation

