



Catalogue des analyses - Laboratoire

Pipecolinsäure / Acide pipecolique

Urine

Information(s) importante(s)

Attention

- Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)
- Ne pas prélever le week-end (vendredi dès 16h à dimanche midi).

Informations générales

Examen


| | |
|-------------------------------------|---|
| Renseignement téléphonique | 021 314 42 80 |
| Horaire de réalisation | Heures ouvrables du laboratoire |
| Fréquence et/ou horaire d'exécution | Lundi au vendredi |
| Spécialité | <ul style="list-style-type: none"> • Externalisé |

Prescription

| | |
|-----------------------|--|
| Formulaire de demande | Numéro de commande Lien KISPI AKCB Selektives Screening Stoffwechsel |
|-----------------------|--|

Pré analytique

Prélèvement

| | |
|--------------------------------|--|
| Nature | <ul style="list-style-type: none"> • Urine |
| Instruction(s) particulière(s) | Urine du matin |
| Matériel standard | |
| Quantité | 1 |
| Contenant | Tube 8.5 ml pour urine  Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151 |
| Volume minimum | 2ml |



Analytique

Prestataire

| | |
|---|---|
| Prestataire | Réception des laboratoire |
| Site | BH18-100 |
| Adresse | Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne |
| Tube pneumatique | 439 |
| Horaire d'ouverture du laboratoire | ATTENTION: le weekend aucune analyse ne sera envoyée à l'extérieur du CHUV. Les envois d'analyses externalisées sont pris en charge uniquement du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00. |
| Téléphone | 021 31 44 280 |
| Site web | <u>Externalisation</u> |