



Catalogue des analyses - Laboratoire

Asparaginase

Sang

Information(s) importante(s)

Attention

- Ne pas prélever le week-end (vendredi dès 16h à dimanche midi).

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique 021 314 42 80

Fréquence et/ou horaire d'exécution Toutes les 2 à 4 semaines du lundi au vendredi.

Spécialité • Externalisé

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande
Lien
[KISPI - Asparaginase - Monitoring](#)

Pré analytique


Prélèvement

Nature • Sang veineux

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 2.6 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999008

Analytique

Prestataire

Prestataire	Réception des laboratoire
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	ATTENTION: le weekend aucune analyse ne sera envoyée à l'extérieur du CHUV. Les envois d'analyses externalisées sont pris en charge uniquement du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00.
Téléphone	021 31 44 280
Site web	<u>Externalisation</u>