

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Sphingomyelinase - Maladie de Niemann-Pick A/B

Sang

## Information(s) importante(s)

### Attention

- Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)
- Ne pas prélever le week-end (vendredi dès 16h à dimanche midi).

## Informations générales

### Examen

#### Renseignement téléphonique

021 314 42 80

#### Fréquence et/ou horaire d'exécution

Les tubes doivent arriver à la réception des laboratoires du CHUV du lundi au jeudi 14h dernier délai pour envoi à Zürich.  
Le laboratoire effectue les analyses uniquement du lundi au vendredi (ne pas envoyer weekend et jour férié).

#### Spécialité

- Externalisé

### Prescription

#### Formulaire de demande

Numéro de commande

Lien

[KISPI - Zentrum für Pädiatrische Labormedizin](#)

#### Recommandations

Cocher : Sphingomyelinase dans Sphingolipidosen (page 2)

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 7.5 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999011

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Réception des laboratoire
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	ATTENTION: le weekend aucune analyse ne sera envoyée à l'extérieur du CHUV. Les envois d'analyses externalisées sont pris en charge uniquement du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00.
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Site web</b>	<a href="#">Externalisation</a>