

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Ptérines

LCR

## Information(s) importante(s)

**Attention**

- Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)
- Acheminer immédiatement le tube sur la glace
- Contact nécessaire avant réalisation

## Informations générales

**Examen****Renseignement téléphonique**

021 314 42 80

**Fréquence d'exécution**

2x/mois

**Spécialité**

- Externalisé

**Prescription****Formulaire de demande****Numéro de commande****Lien**[KISPI AKCB Selektives Screening Stoffwechsel](#)**Recommandations**

Cocher : Pterin-Metabolite Liquor dans Neurometabolismus (page 2)

## Pré analytique

**Prélèvement****Nature**

- Liquide céphalo-rachidien (LCR)

**Instruction(s) particulière(s)**

A l'abri de la lumière et congeler immédiatement

**Matériel standard****Quantité**

1.5 ml

**Contenant**

Tube polystyrène fond conique 15ml stérile



Bouchon bleu - N°commande : 500010

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Réception des laboratoire
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	ATTENTION: le weekend aucune analyse ne sera envoyée à l'extérieur du CHUV. Les envois d'analyses externalisées sont pris en charge uniquement du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00.
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Site web</b>	<u><a href="#">Externalisation</a></u>