Catalogue des analyses - Laboratoire

# Pipecolinsäure / Acide pipecolique

Plasma



### Information(s) importante(s)

**Attention** 

- Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)
- Ne pas prélever le week-end (vendredi dès 16h à dimanche midi).

### Informations générales

**Examen** 

Renseignement téléphonique

021 314 42 80

Fréquence et/ou horaire d'exécution

Lundi au vendredi

Spécialité

• Externalisé

**Prescription** 

Formulaire de demande

Numéro de commande

Lien

KISPI AKCB Selektives Screening Stoffwechsel

### Pré analytique

Prélèvement

**Nature** 

• Sang veineux

**Matériel standard** 

Quantité

1

**Contenant** 

Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

Contenant(s) autre(s)

Tube 2.6ml EDTA



## **Analytique**

#### **Prestataire**

Prestataire	Réception des laboratoire
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	ATTENTION: le weekend aucune analyse ne sera envoyée à l'extérieur du CHUV. Les envois d'analyses externalisées sont pris en charge uniquement du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00.
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Externalisation

