

Catalogue des analyses - Laboratoire

SMD (Syndrome myélodysplasique)

Moelle

Information(s) importante(s)

AttentionFormulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales -
Prescription)

Informations générales

Examen**Renseignement téléphonique**

021 314 42 80

Fréquence et/ou horaire d'exécutionLundi au jeudi.
Durée des analyses 2-5 jours.
Interprétation des résultats 5-10 jours.
Analyses complexes : jusqu'à 20 jours.**Prescription****Formulaire de demande**

Numéro de commande

Lien

[Inselspital - Diagnostic moléculaire hématologique](#)

Pré analytique

Prélèvement**Nature**

- Moelle osseuse

Matériel standard**Quantité**

1

Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette bouchon rouge - N° commande : 734810

Contenant(s) autre(s)

Héparinate de Lithium 4.9ml



Analytique

Prestataire

Prestataire	Réception des laboratoire
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30 Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Externalisation</u>