

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Exome et analyse bioinformatique ciblée

Séquençage haut débit

## Information(s) importante(s)

### Attention

- Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)

## Informations générales

### Examen

Renseignement téléphonique 021 314 42 80

Spécialité • Externalisé

### Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande  
Lien  
[MEDIGENOME - GE](#)

### Renseignements à fournir

Attention le consentement éclairé du patient doit être rempli sur le bon.  
Veuillez dater et inscrire de manière lisible le nom et prénom du médecin, ainsi que sa signature.

## Pré analytique

### Prélèvement

Nature • ADN  
• Salive  
• Sang veineux

### Matériel standard

Quantité 1 ml

Contenant Tube 7.5 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999010

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Réception des laboratoire
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	ATTENTION: le weekend aucune analyse ne sera envoyée à l'extérieur du CHUV. Les envois d'analyses externalisées sont pris en charge uniquement du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00.
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Site web</b>	<u><a href="#">Externalisation</a></u>