Catalogue des analyses - Laboratoire

# Exome et analyse bioinformatique ciblée

Séquençage haut débit

#### Information(s) importante(s)

**Attention** 

• Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)

### Informations générales

**Examen** 

Renseignement téléphonique

021 314 42 80

Spécialité

• Externalisé

**Prescription** 

Formulaire de demande

Numéro de commande

Lien

MEDIGENOME - GE

Renseignements à fournir

Attention le consentement éclairé du patient doit être rempli sur le bon.

Veuillez

dater et inscrire de manière lisible le nom et prénom du médecin, ainsi

que ça signature.

## Pré analytique

**Prélèvement** 

**Nature** 

• ADN

Salive

Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1 ml

**Contenant** 

Tube 7.5 ml EDTA-K





Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999010

## **Analytique**

#### **Prestataire**

Prestataire	Réception des laboratoire
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	ATTENTION: le weekend aucune analyse ne sera envoyée à l'extérieur du CHUV. Les envois d'analyses externalisées sont pris en charge uniquement du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00.
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Externalisation

