



Catalogue des analyses - Laboratoire

PAH (Phénylalanine hydroxylase)

Sang

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique 021 314 42 80

Spécialité • Externalisé

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande
Lien
KISPI – UZH Stoffwechsel Genetik

Renseignements à fournir Attention le consentement éclairé du patient doit être rempli sur le bon.
Veuillez dater et inscrire de manière lisible le nom et prénom du médecin, ainsi que sa signature.

Pré analytique


Prélèvement

Nature • Sang veineux

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET – N° commande : 999013



Analytique

Prestataire

Prestataire	Réception des laboratoire
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	ATTENTION: le weekend aucune analyse ne sera envoyée à l'extérieur du CHUV. Les envois d'analyses externalisées sont pris en charge uniquement du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00.
Téléphone	021 31 44 280
Site web	<u>Externalisation</u>